

L'utilisation du microscope

Opérations à réaliser	Barème	Evaluation				
1. Placer le petit objectif en face de l'oculaire (sentir le cran).	1					
2. Régler la lumière avec le côté creux du miroir.	2					
3. Poser et centrer la préparation sans la fixer.	1					
4. Mettre au point à l'aide des grosses vis.	2					
5. Rechercher la zone de la préparation la plus intéressante.	1					
6. Placer le moyen objectif en face de l'oculaire (cran) et mettre au point avec la grosse vis.	2					
7. Centrer la zone la plus claire dans le champ du microscope.	1					
8. Fixer la préparation avec les cavaliers. (points)	1					
9. Placer le gros objectif et mettre au point en remuant avec la petite vis.	1					
10. Faire très attention à la lame et à la lamelle pour ne pas les casser en les lavant ou en passant au fort grossissement.	2					
Réalisation de la préparation microscopique	6			7		

L'utilisation du microscope

Opérations à réaliser	Barème	Evaluation				
1. Placer le petit objectif en face de l'oculaire (sentir le cran).	1					
2. Régler la lumière avec le côté creux du miroir.	2					
3. Poser et centrer la préparation sans la fixer.	1					
4. Mettre au point à l'aide des grosses vis.	2					
5. Rechercher la zone de la préparation la plus intéressante.	1					
6. Placer le moyen objectif en face de l'oculaire (cran) et mettre au point avec la grosse vis.	2					
7. Centrer la zone la plus claire dans le champ du microscope.	1					
8. Fixer la préparation avec les cavaliers. (points)	1					
9. Placer le gros objectif et mettre au point en remuant avec la petite vis.	1					
10. Faire très attention à la lame et à la lamelle pour ne pas les casser en les lavant ou en passant au fort grossissement.	2					
Réalisation de la préparation microscopique	6			7		